



Биологические индикаторы STERRAD VELOCITY™

ТОЧНОСТЬ ЗА 30 МИНУТ



Умная технология распознавания
Биологических Индикаторов
полностью совместима со всеми
современными функциями
стерилизаторов системы STERRAD®

НОВЫЙ РИТМ ОБРАБОТКИ

ВЫПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ГОТОВНОСТИ

Скорость работы системы биологического индикатора (БИ) STERRAD VELOCITY™ отвечает всем требованиям операционной в отношении скорости обработки инструмента, обеспечивая результат за 30 минут.

Подключение к системам STERRAD®, системам отслеживания приборов (ITS) и сетям больницы через ASP ACCESS™ повышает степень соответствия требованиям к стерилизации*


STERRAD VELOCITY™ является идеальной платформой для работающего с перегрузкой центрального стерилизационного отделения (CSSD).

Скорость, производительность и спокойствие

30-минутный результат позволяет выпускать инструменты в оборот, стерильность которых каждый раз подтверждена биологическим индикатором

Разработан и утвержден в компании «ASP» для оптимальной работы со всеми стерилизационными системами STERRAD®

Интуитивно понятный интерфейс сенсорного экрана делает устройство считывания STERRAD VELOCITY™ простым в эксплуатации



* Система биологического индикатора STERRAD VELOCITY™ имеет функции, которые могут повысить степень соответствия требованиям, включая напоминания БИ согласно правилам больницы, а также улучшенную обработку и регистрацию данных.

ВЫСОКАЯ БЫСТРОТА ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ

30-минутные результаты улучшают соответствие требованиям*

Вместе со STERRAD VELOCITY™ вы можете:

- Быстро выпускать инструменты с уверенностью в результатах стерилизации всего за 30 минут
- Сократить время ожидания прибора и отвечать требованиям или графикам работы операционной

Особенности системы биологического индикатора STERRAD VELOCITY™:

- Автоматизированная регистрация данных для обеспечения согласованности и полноты результатов для БИ
- Технология самодиагностики для обеспечения максимального времени безотказной работы



НОВЫЙ РИТМ ОБРАБОТКИ

Система биологического индикатора
STERRAD VELOCITY™


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА БИ





– Встроенный химический индикатор обеспечивает быстрое определение использованных и не использованных БИ

– Данные по штрих-коду на БИ в электронном виде содержат серийный номер, номер лота и срок годности

– Простое нажатие на крышку активирует БИ



Диск со спорами содержит *Geobacillus stearothermophilus*



СЧИТЫВАНИЕ С
УВЕРЕННОСТЬЮ В
РЕЗУЛЬТАТАХ



Использование передовых оптических измерительных технологий

- Применение технологии оптико-флюоресценции для обнаружения биологической активности
- Устранение субъективности при визуальной интерпретации результатов

НОВЫЙ РИТМ ОБРАБОТКИ

Система биологического индикатора
STERRAD VELOCITY™

СОЕДИНЕН И ЗАЩИЩЕН

Благодаря технологии ASP
ACCESS™

результаты БИ и регистрация
данных из циклов систем
STERRAD® автоматически
согласуются между собой.


- Данные могут храниться и передаваться для повышения степени соответствия требованиям стерилизации*
- Связь с ITS и больничными сетями
- Уменьшение потребности в ручной регистрации данных
- Имеется возможность прослеживания положительных БИ до соответствующего стерилизатора STERRAD® и обработанных инструментов



*Система биологического индикатора STERRAD VELOCITY™ имеет функции, которые могут повысить соответствие требованиям, включая напоминания БИ в соответствии с политикой больницы, а также улучшенную обработку и регистрацию данных.



СОЗДАН ДЛЯ УДОБСТВА ПРИМЕНЕНИЯ



Эргономичная, интуитивно понятная конструкция с максимальной
производительностью

- Пошаговые инструкции на экране обеспечивают правильную работу, снижая вероятность ошибок пользователя
- Встроенный сканер и сенсорный интерфейс облегчают бесперебойный ввод информации о БИ, стерилизаторе и о загрузке стерилизуемых изделий†
- Простые, легко читаемые таймеры обратного отсчета для каждой лунки и хорошо видимые отображения результатов БИ
- Звуковые и визуальные сигналы тревоги помогают быстро уведомить персонал в случае положительного БИ

† Автоматический режим интегрирования информации требует подключения к технологии ASP ACCESS™.

НОВЫЙ РИТМ ОБРАБОТКИ



Пожалуйста, прочтите и соблюдайте инструкции по применению (IFU) перед использованием для получения важной информации, включая противопоказания, предупреждения и соответствующие указания.

STERRAD® является зарегистрированным торговым знаком «Advanced Sterilization Products».

ASP ACCESS™ и STERRAD VELOCITY™ являются торговыми знаками «Advanced Sterilization Products».

РУ РЗН №2015/2851 от 29.06.2020

РУ РЗН №2019/8542 от 26.06.2019

НОВЫЙ РИТМ ОБРАБОТКИ